

Punasolujen folaatin viitealue muuttuu ja kokoveren folaatti poistuu erikseen tilattavana tutkimuksena

Tämä tiedote koskee kaikkia NordLabin asiakkaita.

Folaatti, punasoluista, paastotilassa**fE-Folaat, nro 1414****Folaatti, verestä, paastotilassa****fB-Folaat, nro 1413**

**Muutos tulee
voimaan** 19.6.2018

**Muutoksen
kuvaus**

Punasolujen folaattipitoisuuden määrittämisen menetelmään tulee muutoksia. Menetelmässä käytetty hemolysointiliuos vaihtuu, minkä seurauksena tulostaso nousee. Muutos vaikuttaa viitealueisiin seuraavasti:

Tutkimus	Vanha viiteväli	Uusi viiteväli	Yksikkö
fE-Folaat	yli 360	yli 640	nmol/l

Vähäisen kysynnän vuoksi tutkimus fB -Folaat nro 1413 lopetetaan erikseen tilattavana tutkimuksena.

**Tiedusteluihin
vastaavat**

Eeva-Riitta Savolainen, osastonylilääkäri, 040 6356 297
Eeva-Riitta.Savolainen@Nordlab.fi

Tuija Männistö, vt. osastonylilääkäri, 040 6356 432,
Tuija.Männistö@Nordlab.fi

Tarja Puolakanaho, sairaalakemisti, 040 6356 293,
Tarja.Puolakanaho@Nordlab.fi

Tuija Männistö
NordLab, vt. johtava lääkäri

Jakelu

Kaikki NordLabin asiakkaat