

Muutoksia punktionesteiden solujen vastaamiseen

Tämä tiedote koskee NordLab Oulun aluelaboratorion asiakkaita mukaan lukien Oulaisista, Raahesta ja Kuusamosta Ouluun tehtäväksi lähetettäviä punktionesteiden solunäytteitä.

Solut, aivoselkäydinnesteestä

Li-Solut, 2655

Solut, nivelnesteestä

Sy-Solut, 2658

Solut, pleuranesteestä

Pf-Solut, 2657

Solut, askitesnesteestä

As-Solut, 2651

**Muutos tulee
voimaan** 23.11.2020

Muutoksen kuvaus

Nordlab Oulun päivystyslaboratoriossa analysoidaan muutospäivästä lähtien yllämainittujen punktionesteiden soluja virtausytometrisesti mikroskopoinnin rinnalla. Näytteisiin, jotka on analysoitu virtausytometrisesti, lisätään lausunto ”Tulos laskettu laitteella virtausytometrisesti”.

Muutoksen yhteydessä lopetetaan punasolujen vastaaminen nivel-, pleura- ja askitesnesteistä. Lisäksi muutoksen yhteydessä päivitetään tutkimuksien Li-Solut, Sy-Solut ja Pf-Solut viiteväliä vastaamaan CLSI:n standardin viitevälejä.

Dialyysi- (Di-Solut, 3250) ja punktiolosolunesteen solujen (Af-Solut, 2650) vastaamiseen ei tule muutoksia, vaan ne vastataan edelleen aina mikroskopoiden.

		Vanha viiteväli		Uusi viiteväli		Yksikkö
Li-Solut	Li-Eryt	kaikki	0 - 1	<1kk 1 - 3kk >3kk	0 - 800 0 - 50 0 - 5	x 10 ⁶ /l
	Li-Leuk	aikuiset lapset: 1-6vrk 1-2vk 2-3vk	0 - 3 0 - 45 0 - 30 0 - 20	<1kk 2kk - 16v >16v	0 - 27 0 - 7 0 - 5	x 10 ⁶ /l

9.11.2020

		3-4vk yli 1kk	0 - 10 0 - 3			
	Li-L/Yksit			< 3kk > 3kk	92 - 100 98 - 100	%
	Li-L/Liusk			< 3kk > 3kk	0 - 8 0 - 2	%
Sy-Solut	Sy-Leuk	<i>kaikki</i>	0 - 200	kaikki	13 - 180	x 10 ⁶ /l
	Sy-L/Yksit			kaikki	75 - 100	%
	Sy-L/Liusk	<i>kaikki</i>	< 25	kaikki	0 - 25	%
Pf-Solut	Pf-Leuk			kaikki	1400 - 3700	x 10 ⁶ /l
	Pf-L/Yksit			kaikki	99 - 100	%
	Pf-L/Liusk			kaikki	0 - 1	%

**Tiedusteluihin
vastaavat**

Sairaalakemisti Hannele Ylipahkala, p. 040 6356 303,
hannele.ylipahkala@nordlab.fi

Ylilääkäri Tuija Männistö, p. 040 6356 432, tuija.mannisto@nordlab.fi

Sirpa Kuopus
vt. Aluelaboratorion johtaja, NordLab Oulu

Jakelu

NordLab Oulun asiakkaat