

Muutoksia punktionesteiden solujen vastaamiseen

Tämä tiedote koskee Nordlab Rovaniemen aluelaboratorion asiakkaita

Solut, aivoselkäydinnesteestä**Li-Solut, 2655****Solut, nivelnesteestä****Sy-Solut, 2658****Solut, pleuranesteestä****Pf-Solut, 2657****Solut, askitesnesteestä****As-Solut, 2651****Solut, dialyysinesteestä****Di-Solut, 3250****Solut, punktionesteestä****Af-Solut, 2650**

**Muutos tulee
voimaan** 06.04.2021

**Muutoksen
kuvaus** Punktionesteiden solujen vastaaminen yhtenäistetään Nordlabissa. Leukosyyttien erittelytutkimukset vastataan yksitumaiset ja liuskatumaiset. Aikaisemmin on vastattu liuskatumaiset, lymfosyytit ja eosinofiilit. Osatutkimuksiin, viiteväleihin ja yksiköihin tulee muutoksia. Kaikki solujen määrät ilmoitetaan jatkossa yksikössä **soluja x 10⁶/l**.

Tutkimus	Osatutkimus	Vanha yksikkö	Vanha viiteväli	Uusi viiteväli	Uusi yksikkö
2655 Li-Solut	1342 Li-Eryt	x 10 ⁶ /l	kaikki 0 - 1	<1 kk 0 – 800 1 – 3 kk 0 – 50 >3 kk 0 - 5	x 10 ⁶ /l
	2219 Li-Leuk	x 10 ⁶ /l	lapset: 1-7 vrk 0 – 45 1-2 vk 0 – 30 2-3 vk 0 – 20 3-4 vk 0 – 10 aikuiset 0 - 3	<1 kk 0 – 27 1 kk – 16 v 0 – 7 >16 v 0 - 5	x 10 ⁶ /l
	10079 Li-L/Yksit			<3 kk 92 - 100 >3 kk 98 - 100	%
	10078 Li-L/Liusk			<3 kk 0 - 8 >3 kk 0 – 2	%

Tutkimus	Osatutkimus	Vanha yksikkö	Vanha viiteväli	Uusi viiteväli	Uusi yksikkö
2658 Sy-Solut	3080 Sy-Leuk	x 10 ⁹ /l	kaikki < 0.2	kaikki 13 - 180	x 10 ⁶ /l
	10119 Sy-L/Yksit			kaikki 75 - 100	%
	10118 Sy-L/Liusk			kaikki 0 - 25	%
2657 Pf-Solut	2220 Pf-Leuk	x 10 ⁹ /l		kaikki 1400 - 3700	x 10 ⁶ /l
	10115 Pf-L/Yksit			kaikki 99 - 100	%
	10114 Pf-L/Liusk			kaikki 0 - 1	%
2651 As-Solut	2216 As-Leuk	x 10 ⁹ /l			x 10 ⁶ /l
	10117 As-L/Yksit				%
	10116 As-L/Liusk				%
3250 Di-Solut	10132 Di-Eryt	x 10 ⁶ /l			x 10 ⁶ /l
	3743 Di-Leuk	x 10 ⁶ /l			x 10 ⁶ /l
	10134 Di-L/Yksit				%
	10133 Di-L/Liusk				%
2650 Af-Solut	10129 Af-Eryt	x 10 ⁹ /l			x 10 ⁶ /l
	2215 Af-Leuk	x 10 ⁹ /l			x 10 ⁶ /l
	10131 Af-L/Yksit				%
	10130 Af-L/Liusk				%

**Tiedusteluihin
vastaavat**

Anja Meriläinen, sairaalakemisti, anja.merilainen@nordlab.fi 040 635 6393

Maria Kunnari, ylikemisti, maria.kunnari@nordlab.fi 040 359 4471

Maria Kunnari
NordLab Rovaniemi aluelaboratorion johtaja

Jakelu

NordLab Rovaniemen aluelaboratorion asiakkaat