









COVID-19 NhO-tutkimuksille soveltuvat näyteputket

COVID-19-pandemian vuoksi näytteenottotarvikkeiden saatavuus voi vaihdella alueellisesti ja terveydenhuollon toimiyksiköihin saatetaan keskusvarastoista toimittaa tilatun tuotteen sijaan korvaavaa tuotetta. Tässä dokumentissa on kuvattu NordLabin COVID-19 NhO-diagnostiikkaan soveltuvat näytteenotto-putket. Mikäli et ole varma soveltuuko jokin näyteputki COVID-19 näytteenottoon, kysy laboratoriosta neuvoa.

Tarkemmat ohjeet näytteen ottamisesta, pakkaamisesta ja säilytyksestä näytteenoton jälkeen löytyvät NordLabin internetsivuilta <https://www.nordlab.fi/fi/covid-19-koronavirus-nordlabin-ajankohtaiset-tiedotteet>

	Putken nimi / sisältämä elatusaine	Huomioita
	Virus Stabilization tube (Vacuette) Tuotenum. 456161	
	UTM (Copan) Useita tuotenumeroita	
	Sample preservative fluid (Bioer) Tuotenum. BSC82X1-A	Näyteputket on pakattu samaan pakkaukseen näytteenottotikun kanssa. Ei sovellu Kajaanin, Kemin, Kokkola ja Rovaniemen aluelaboratoriossa tehtävään COVID-diagnostiikkaan.
	eNAT (Copan) Useita tuotenumeroita	Putki ei sovellu Kajaanin, Kemin, Kokkola ja Rovaniemen aluelaboratoriossa tehtävään COVID-diagnostiikkaan.
	Virusviljelyputki (NordLab)	Pitkäaikaisempi yli vuorokauden kestävä säilytys ennen näytteenottoa jääkaappilämpötilassa
	Steriili keittosuola (NordLab)	Pitkäaikaisempi yli vuorokauden kestävä säilytys ennen näytteenottoa jääkaappilämpötilassa
		
		

Tämä sisältö on osa NordLabin COVID-19 -tutkimusmateriaalia.