







## COVID-19 NhO-tutkimuksille soveltuvat näyteputket

COVID-19-pandemian vuoksi näytteenottotarvikkeiden saatavuus voi vaihdella alueellisesti ja terveydenhuollon toimiyksiköihin saatetaan keskusvarastoista toimittaa tilatun tuotteen sijaan korvaavaa tuotetta. Tässä dokumentissa on kuvattu NordLabin COVID-19 NhO-diagnostiikkaan soveltuvat näytteenotto-putket. Mikäli et ole varma soveltuuko jokin näyteputki COVID-19 näytteenottoon, kysy laboratoriosta neuvoa.

Tarkemmat ohjeet näytteen ottamisesta, pakkaamisesta ja säilytyksestä näytteenoton jälkeen löytyvät NordLabin internetsivuilta <https://www.nordlab.fi/fi/covid-19-koronavirus-nordlabin-ajankohtaiset-tiedotteet>

	Putken nimi / sisältämä elatusaine	Huomioita
	<b>Virus Stabilization tube (Vacuette)</b> Tuotenum. 456161	
	<b>UTM (Copan)</b> Useita tuotenumeroita	
	<b>Sample preservative fluid (Bioer)</b> Tuotenum. BSC82X1-A Näyteputket on pakattu samaan pakkaukseen näytteenottotikun kanssa.	<b>HUOM. Putkeen Ei tule ottaa Kiire-näytteitä NordLab-alueella.</b>  <b>HUOM. Putkeen Ei tule ottaa ollenkaan</b> Kajaanin, Kemin, Kokkola ja Rovaniemen aluelaboratoriossa analysoitavia COVID-näytteitä.
	<b>eNAT (Copan)</b> Useita tuotenumeroita	<b>HUOM. Putkeen Ei tule ottaa Kiire-näytteitä NordLab-alueella.</b>  <b>HUOM. Putkeen Ei tule ottaa ollenkaan</b> Kajaanin, Kemin, Kokkola ja Rovaniemen aluelaboratoriossa analysoitavia COVID-näytteitä.
	<b>Virusviljelyputki (NordLab)</b>	Pitkäaikaisempi yli vuorokauden kestävä säilytys ennen näytteenottoa jääkaappilämpötilassa
	<b>Steriili keittosuola (NordLab)</b>	Pitkäaikaisempi yli vuorokauden kestävä säilytys ennen näytteenottoa jääkaappilämpötilassa

T ää | Ä ^ | • ä } Á Á ~ ~ & cã ^ Á } Á Æ È Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã