

## Anvisningar för avföringsprov för att undersöka blod i avföringen 3813 F-hHb-O

### Allmänt

Syftet med denna undersökning är att utreda eventuellt blod i avföringen.

### Hur ska man förbereda sig inför undersökning

Provet bör inte tas under menstruationsblödning eller om ni har urinvägsinfektion.

Ska Ni samla in flera prov, ta dessa under olika dagar eller åtminstone under skilda avföringsgångar.

### Provtagning

Ni ska ta ett avföringsprov på ett toalettpapper eller i ett rent engångskärl.

Öppna provtagningsburken. Ta avföring med hjälp av stickan i locket (Bilderna 1 och 2). OBS! I provröret finns vätska som inte får hällas ut.

Snurra stickan i avföringsprovet, på olika ställen, så att de två fåror som finns i ändan av stickan fylls. Provets mängd är tillräcklig då det finns avföring i båda fårorna.

Ifall avföringen är lös, torka överlopps avföring från stickan till exempel med toalettpapper.

Sätt provtagningsstickan tillbaka i burken genom att skjuta stickan genom konen (Bild 4) och vrid fast locket (Bild 5). Skaka provtagningsburken så att provet blandas med vätskan som finns i burken (Bild 6).

### Efter att provet tagits

Fäst en etikett märkt med ert namn, er personbeteckning samt provtagningsdatum på provtagningsburken.

Lämna in provtagningsburken så snabbt som möjligt till avdelningen, polikliniken eller laboriet enligt de anvisningar som Ni fått. Provet håller sig högst 7 dygn i kylskåp.

**Vänligen kontakta er behandlande enhet, om Ni har något att fråga.**

