

Ulostenäytteen anto-ohje ulosteen veren tutkimista varten 3813 F-hHb-O

Yleistä

Tutkimuksen tarkoituksena on todeta mahdollinen veri ulosteessa.

Tutkimukseen valmistautuminen

Älkää ottako näytettä kuukautisten tai virtsatieinfektion aikana.

Jos keräätte useita näytteitä, ottakaa ne eri päivinä tai ainakin eri ulostuskerroilta.

Näytteen antaminen

Ottakaa ulostenäyte wc-paperiin tai puhtaaseen kertakäyttöastiaan.

Aukaiskaa näytepurkki. Ottakaa ulostetta korkkiin kiinnitettyllä tikulla (kuvat 1 ja 2).

Pyörittäkää tikkua ulostenäytteen eri kohdissa siten, että tikun päässä olevat kaksi lovea täyttyvät. Näytteen määrä on riittävä silloin kun tikun pään molemmat lovet sisältävät ulostetta.

Jos uloste on löysää, kuivatkaa näytekikku esimerkiksi wc-paperilla pyyhkimällä ennen tikun työntämistä ulostenäytteeseen.

Laittakaa näytteenottotikku takaisin purkkiin työntämällä tikku kartion lävitse (kuva 4) ja kiertäkää korkki tiukasti kiinni (kuva 5). Ravistakaa purkkia, jotta näyte sekoittuisi purkissa olevaan nesteeseen (kuva 6).

Näytteenoton jälkeen

Kiinnittäkää näytepurkkiin tarra, jossa lukee nimenne ja henkilötunnuksenne sekä näytteenottopäivämäärä ja kellonaika.

Toimittakaa näytepurkki osastolle, poliklinikalle tai laboratorioon saamanne ohjeen mukaan mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Näyte säilyy enintään 7 vuorokautta jääkaapissa.

Mikäli teillä on kysyttävää, saatte lisätietoja hoitoyksiköstänne.

