

Urinprovtagning för klamydia- och gonorréundersökning 4816 U –CtGcNhO

Förberedelse för undersökningen

Låt bli att urinera under minst två timmar innan du ska lämna urinprovet.

Tillbehör för provtagningen


Ett urinuppsamlingskärl av plast, ett provrör med kork (10 ml), en engångspipett av plast. Tillbehören för urinprovet får du från laboratoriet eller din vårdenhet.

Provtagningen

Gör ingen underlivstvätt innan provtagningen.

Det är viktigt att få den första urinen till provet, cirka 10 ml behövs. Resten kan du urinera i toalettstolen.

Överför, med hjälp av pipetten, 5–7 ml (ca $\frac{1}{2}$ – $\frac{2}{3}$ av provrörets volym) från uppsamlingskärlet till provröret. Tillslut provröret omsorgsfullt.



Efter provtagningen

Töm uppsamlingskärlet i toalettstolen och släng det tomma kärlet i skräpkorgen.

Kontrollera att provröret har en etikett som det står ditt namn och din personbeteckning på. Korrigera vid behov datumet och klockslaget för provtagningen.

Om ingen namnetikett finns färdigt, skriv ditt namn, din personbeteckning och datumet för provtagningen direkt på provröret eller på en tom självhäftande etikett. Limma sedan den självhäftande etiketten på provröret.

Provet står sig i rumstemperatur i 2 dygn.

Lämna ändå helst in provet till laboratoriet för undersökning under samma dag.

Om du har frågor kan du vända dig till din vårdenhet för mer information