

15.7.2021

---

**Oikea näyteastia -RespNhO tutkimukseen**

Tämä tiedote koskee kaikkia NordLabin asiakkaita.

**Respiratoristen mikrobien tutkimus, 8818 -RespNhO**

<b>Muutos tulee voimaan</b>	HETI
<b>Muutoksen kuvaus</b>	<p>Tutkimukset tehdään vain oikein otetuista ja lähetetyistä näytteistä.</p> <p>Respiratoristen mikrobien -RespNhO -tutkimukseen voi käyttää vain UTM-näyteastioita. UTM-näyteastioita on eri valmistajilta, joten näyteastian korkin väri voi vaihdella (punainen, sininen tai violetti). Varmista, että tuotteessa lukee Universal Transport Media (UTM).</p>
<b>Lisätietoja</b>	<a href="http://oyslab.fi/cgi-bin/ohjekirja/tt_show.exe?assay=8818&amp;terms=respnho">http://oyslab.fi/cgi-bin/ohjekirja/tt_show.exe?assay=8818&amp;terms=respnho</a>
<b>Tiedusteluihin vastaavat</b>	<p>sm Vesa Mäntynen, <a href="mailto:vesa.mantynen@nordlab.fi">vesa.mantynen@nordlab.fi</a> puh 040 6356287</p> <p>sm Elina Aho-Laukkanen, <a href="mailto:elina.aho-laukkanen@nordlab.fi">elina.aho-laukkanen@nordlab.fi</a>, puh 040 6356489</p>
<b>Allekirjoittaja</b>	<p>Tuija Männistö NordLabin johtava lääkäri</p>
<b>Jakelu</b>	Nordlabin kaikki asiakkaat