

NordLab Oulun genetiikan laboratorioon tulevien näytteiden pakkaaminen



- jos näyte on eppendorf-putkessa, eppendorf-putket pakataan 50 ml Falcon putkeen
- Falcon-putki ja lähete laitetaan minigrip-pussiin kuvan osoittamalla tavalla, lähetteen tiedot ovat luettavissa pussin läpi



- jos näyte lähetetään näytteenottoputkessa, näyteputki laitetaan lähetteen kanssa samaan minigrip-pussiin