

Tyynyvirtsanäytteenotto lapselta

Tyynyvirtsanäyte otetaan pieniltä lapsilta, joilta ei saada keskisuihkuvirtsanäytettä. Aamuvirtsa soveltuu parhaiten näytteeksi, koska se on päivävirtsaa väkevämpää.

Näytteenottotarvikkeet

Valmiin näytteenottopaketin (Sterisets Uricol) jossa on kaksi näytteenottotyynyä, 5 ml ruisku ja kierrekorkkipurkki) saat omasta hoitoyksiköstäsi tai tarvittaessa laboratoriosta.

Varaa lisäksi kertakäyttökäsineitä, pahvikuppi, nimitarrat sekä pesulappuja.

Ennen näytteenottoa

Pese omat kätesi huolellisesti.

1. Pesu tytölle: Levitä häpyhuulet erilleen. Pese pesulapuilla virtsaputken suu ja ympäristö edestä taakse suuntautuvien vedoin. Käytä yhtä lappua vain yhden pesuvedon ajan. Älä käytä pesu- tai desinfektioaineita. Kuivaa edestä taaksepäin.
2. Pesu pojalle: Vedä esinahka taakse sen verran, kun se helposti tulee. Pese terska ja virtsaputken suu pesulapuilla. Vedä esinahka välillä normaaliin asentoon ja sitten uudelleen taakse, jotta ylimääräiset eritteet sen alta tulevat paremmin esille ja saadaan pestyksi pois. (Jos esinahka on liian pitkään taakse vedettynä, voi siittimen pää turvota ja näin esinahkaa ei saadakaan vedettyä enää takaisin alas). Älä käytä pesu- tai desinfektioaineita. Kuivaa.

Näytteenotto

1. Pese ja desinfioi kätesi ja pue kertakäyttökäsineet.
2. Laita lapsen oma kertakäyttövaippa pöydälle nurinpäin odottamaan siten, että vaipan muovipinta on tulossa ihoa vasten, jotta vaippa ei imisi virtsaa.
3. Koske näytteenottopaketissa olevaa näytetyynyä vain reunoista. Aseta näytteenottopaketissa oleva näytteenottotyyny vaipan etuosaan niin, että lapsen virtsasuihku osuu tyynyyn, kun vaippa on kiinnitetty.
4. Kiinnitä lapsen oma vaippa näytteenottopaketissa olevan näytetyynyn kanssa paikalleen.
5. Tarkista 10 minuutin välein, onko näytetyyny kastunut virtsasta. Heti kun tyyny on märkä, se otetaan pois vaipasta. Jos näytettä ei saada 30 min kuluessa tai näytetyynyyn on joutunut ulostetta, aloitetaan pesut alusta ja vaihdetaan uusi tyyny.

Näytteenoton jälkeen

1. Pese ja desinfioi kätesi ja pue kertakäyttökäsineet.
2. Siirrä näytetyyny vaipasta pahvikuppiin märkä puoli ylöspäin. Koske näytetyynyyn vain reunoista.
3. Ota 5 ml ruisku, aseta ruiskun kärki tyynyyn virtsakertymän kohdalle ja vedä männästä, jolloin virtsa siirtyy ruiskuun.



4. Avaa kierrekorkkipurkki ja siirrä näyte ruiskusta varovasti purkkiin.

5. Kirjoita tarraan lapsen nimi ja henkilötunnus sekä näytteenottopäivämäärä ja kiinnitä se näytepurkkiin. Täytä lisätietokaavake.

6. Toimita näytepurkki ja lisätietokaavake mahdollisemman nopeasti laboratorioon. Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa enintään 24 h

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä lähettävään / omaan hoitoyksikköön.

Hoitavalle yksikölle huomioitavaa (tutkimuslyhenteet ja tilausnumerot)

Tyynyvirtsanäytteen bakteeriviljely tilataan aina erikoisviljelynä (U-BaktEVi, nro 1787)

Palauta tämä kaavake laboratorioon virtsanäytteen mukana seuraavin tiedoin:

Tyynyvirtsanäyte:

Lapsen nimi: _____ **Henkilötunnus:** _____

Virtsanäyte on otettu _____ / _____ 20__ klo _____.

Miksi näyte on otettu:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Rutiininäyte, ei virtsatieinfektio-oireita | <input type="checkbox"/> Virtsatie-infektion epäily |
| <input type="checkbox"/> Virtsatie-infektion kontrollinäyte, ei virtsatieinfektio-oireita | <input type="checkbox"/> Epäselvän infektion selvittely |

Edellisestä virtsaamisesta ennen näytteenottoa oli kulunut: alle 4 tuntia yli 4 tuntia

Antimikrobilääkehoito tai virtsatieinfektion estohoito ennen näytteenottoa: Ei Kyllä
(viikon sisällä ennen näytteenottoa)