

Syvät steriilin alueen näytteet

Näyte	Kuntaliiton nro, tutkimuspyyntö	Tutkimus	Näyteastia
Bakteeri- ja sieninäyte Märkä- ja kudospäytteet, vierasesineet (tarkemmin kts. tutkimusohjekirja)	3491 Pu-BaktVi1	Bakteeriviljely, syvänäyte	- Steriili/tehdaspuhdas purkki/putki Kudospäytteelle lisätään muutama tippa steriiliä keittosuolaa. - Anaerobiampulli - ESwab - Geelikuljetusputki (- Veriviljelypullo)*
	3508 Pu-SienVi	Sieniviljely	
	1159 -BaktVr	Huom! Jos halutaan bakteerivärjäys, tulee se pyytää erikseen.	
	4381 -BaktNhO 21087 -SienNhO	Bakteeri, nukleiinihappo Sieni, nukleiinihappo	
Mykobakteerinäyte Märkä- ja kudospäytteet, pleuraneste, BAL, vierasesineet (tarkemmin kts. tutkimusohjekirja)	2812 -TbVi	Mykobakteeriviljely, sis. värjäyksen	- Steriili/tehdaspuhdas purkki/putki Kudospäytteelle lisätään muutama tippa steriiliä keittosuolaa.
	4490 -TbNhO	M.tubercul. nukl. happo	
Luuydin, veri	4438 B-TbEVi	Mykobakteeri, erikoisviljely, verestä ja luuytimeistä	- Mykobakteeriveriviljelypullo (Huom! Pulloja voi tilata mikrobiologian laboratorion)
			Tarkemmat tiedot: kts. tutkimusohjekirja

1 Huomautuksia

- Jokaiselle tutkimuspyynnölle tulee olla oma näyteastiansa.
- *Jos näytettä ei saada esim. viikonlopun vuoksi nopeasti laboratorioon, tiettyjä näytteitä (nivel-, pleura-, vatsaontelo- yms. nesteet) suositellaan lähetettäväksi myös aerobiseen ja anaerobiseen veriviljelypulloon otettuna, jotta varmistetaan mahdollisten mikrobien elinkykyisyys.
- Virus- ja parasiittinäytteet: katso tutkimuskohtaiset ohjeet tutkimusohjekirjasta.

2 Muutokset tässä versiossa

Tämä on uusi ohje.