

Ulostenäytteen kalprotektiini tai elastaasi1

Kalprotektiinitutkimusta käytetään tulehduksellisissa suolistosairauksien toteamisessa ja hoidon seurannassa. Elastaasi1 -tutkimusta hyödynnetään haiman toiminnan selvittelyssä.

Näyteastia

Näyteastian saat laboratorion tai tarvittaessa omasta hoitoyksiköstäsi.

Tutkimukseen valmistautuminen

Voit syödä ja juoda normaalisti, ellei teille ole annettu muita ohjeita.

Kalprotektiini -tutkimukseen näyte suositellaan otettavaksi ensisijaisesti aamun ensimmäisestä ulosteesta.

Elastaasi1 -tutkimukseen näytteen voit antaa sinulle sopivana ajankohtana.

Näytteen antaminen

Ota ulostenäyte wc-paperiin tai puhtaaseen kertakäyttöastiaan.

Siirrä peukalonpään tai teelusikallisen kokoinen nokare ulostetta näytepurkkiin.

Sulje näytepurkki hyvin.

Purkin ulkopinnan tulee olla puhdas.

Kiinnitä näytepurkkiin tarra, jossa lukee nimesi, henkilötunnuksesi, näytteen ottamisen päivämäärä ja kellonaika.

Pakkaa purkki tiiviiseen muovipussiin. Säilytä näyte jääkaapissa.

Näytteenoton jälkeen

Toimita näyte mahdollisimman pian osastolle, poliklinikalle tai laboratorioon. Jos olet poikennut ohjeesta, ilmoita siitä näytteen vastaanottajalle.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää, niin ota yhteyttä lähettävään / omaan hoitoyksikköön.

Tutkimuslyhenteet ja tilausnumerot

4803 F-Calpro, 1718 F -Elast1